

Toaletní křeslo nepojízdné s vyšší nosností

Návod k použití

Před použitím pomůcky si pozorně přečtěte návod k použití. Nepřekračujte stanovenou maximální možnou hmotnost uživatele nebo maximální nosnost pomůcky.

Návod na sestavení

Křeslo vyjměte z krabice na rovný povrch.

Pripevněte zádivou opěrku na křeslo zasunutím opěrky do otvorů na sedací části a zatlačte opěrku tak, aby fixační knoflíky zapadly do otvorů. Loketní opěrky upevněte do otvorů na konstrukci zvednutím z dolů nahoru, dokud jejich konstrukce nezapadne na místo. Loketní opěrky opětovně sklopte zatlačením na páčku, která se nachází na zadní straně opěrek konstrukce.

Kbelík vložte pod sedák z přední strany křesla. V případě potřeby si nastavte výšku nožiček a zafixujte ji pomocí fixačních knoflíků.

Křeslo je tak připraveno k použití.

Pokyny pro údržbu

K čištění pomůcky používejte běžné čisticí prostředky. Otřete měkkým hadrem do sucha. Pokud pomůcku používá více lidí (např. v ústavech, v nemocnicích), postupujte při dezinfekci podle pokynů hygienika.

Technické údaje

Technické parametry:

Celková výška od země po opěrku	79 - 89 cm
Výška sedáku od země	50 - 60 cm
Celková délka	52 cm
Šířka sedáku	60 cm
Hloubka sedáku	47 cm
Celková šířka křesla	73 cm
Šířka mezi područkami	65 cm
Šířka a hloubka otvoru	20,5 - 25 cm
Nosnost	290 kg
Hmotnost	11 kg